


概要・特徴

- ・ 大腸菌予測遺伝子の**欠失株**として、相同組換えによりカナマイシン耐性遺伝子断片を対象の遺伝子と置換することで作製したもの(PubMed:16738554)
- ・ 7,658株 (3,829個の非必須遺伝子、各遺伝子2株ずつ)
- ・ 遺伝子組換え体



用途例

遺伝子機能の網羅的スクリーニングに

1. 薬剤感受性・耐性
2. 環境応答(耐熱性など)
3. 代謝、発現

問い合わせ先



国立大学法人山口大学 中高温微生物研究センター

E-mail : agkenkyu@yamaguchi-u.ac.jp

TEL : 083-933-5246

HP : <https://www.yamaguchi-u.ac.jp/yurctmr/>

概要・特徴

- ・ pCA24N (PubMed:16769691)をベクターとした**高コピー**プラスミドに、大腸菌予測遺伝子の2番目から最後のアミノ酸をコードする領域をクローン化したもの
- ・ IPTGで**発現**を誘導
- ・ 3,900株
- ・ ②：GFP（緑色蛍光タンパク質）が導入(GFP(+))、③：導入されていない(GFP(-))
- ・ GFP(+)は遺伝子組換え体

ATG 2nd aa..... target ORF..... last TGA

A) GFP(+) clone

SfiI#1 N-----ORF-----C SfiI#2 NotI#1 GFP NotI#2
CACCATACGGATCCGGCCCTGAGGGCC (2nd aa) ... (LAST aa) GGCCTATGCGGCCGC...AAATAAGCGGCCGCTAA
6xHis-ThrAspProAlaLeuArgAla XXX.....XXX GlyLeuCysGlyArg...GFP***

B) GFP(-) clone

SfiI#1 N-----ORF-----C SfiI#2 NotI
CACCATACGGATCCGGCCCTGAGGGCC (2nd aa) ... (LAST aa) GGCCTATGCGGCCGCTAA
6xHis-ThrAspProAlaLeuArgAla XXX.....XXX GlyLeuCysGlyArg***

用途例

高コピープラスミドを利用した研究に

1. 強発現株・相補株の作製
2. GFPを用いた細胞内局在の観察
3. His tagを用いたタンパク質の精製

問い合わせ先



国立大学法人山口大学 中高温微生物研究センター


E-mail : agkenkyu@yamaguchi-u.ac.jp

TEL : 083-933-5246

HP : <https://www.yamaguchi-u.ac.jp/yurctmr/>

概要・特徴

- Gateway Technologyによりデスティネーションベクターへのクローニングが簡便(PubMed:20701780)
- 3,976株
- 遺伝子組換え体



※Gateway Technologyは、λ phageの att-Intの部位特異的組換えを利用した技術

※Gatewayクローニング関連製品は Thermo Fisher Scientific社より販売

用途例

他のベクターへのORFの移行が簡単

⇒ベクター、プロモーター、タグの変更

⇒他の生物種での発現など様々な用途に

問い合わせ先

国立大学法人山口大学 中高温微生物研究センター

E-mail : agkenkyu@yamaguchi-u.ac.jp

TEL : 083-933-5246

HP : <https://www.yamaguchi-u.ac.jp/yurctmr/>